



MaiMed® – MyClean B

Produktbeschreibung	Gebrauchsfertiges, alkoholisches, aldehydfreies Instrumentendesinfektionsmittel zur Aufbereitung medizinischer Instrumente im Einlegeverfahren.																																	
Anwendung	Einlegeverfahren: Instrumente sofort nach erfolgter Reinigung in die unverdünnte Flüssigkeit einlegen. Sämtliche Oberflächen und Hohlräume müssen bedeckt bzw. gefüllt sein. Einwirkzeiten beachten. Instrumente entnehmen, gründlich mit Wasser abspülen und trocknen. Keine Aluminiumteile einlegen. Herstellerangaben der Instrumente und Geräte beachten. Nur für den professionellen Gebrauch.																																	
Auszeichnungen																																		
Ausführungen	<table><tr><th>Artikelbeschreibung</th><th>Inhalt</th><th>Artikelnummer</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE</th></tr><tr><td>Bohrerbad</td><td>5 l</td><td>79636</td><td>4046153116591</td><td>10306036</td><td>2 Kanister</td></tr><tr><td>Bohrerbad</td><td>10 l</td><td>79658</td><td>4046153121762</td><td>11370065</td><td>1 Kanister </td></tr></table>						Artikelbeschreibung	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE	Bohrerbad	5 l	79636	4046153116591	10306036	2 Kanister	Bohrerbad	10 l	79658	4046153121762	11370065	1 Kanister 										
	Artikelbeschreibung	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE																												
	Bohrerbad	5 l	79636	4046153116591	10306036	2 Kanister																												
Bohrerbad	10 l	79658	4046153121762	11370065	1 Kanister 																													
Einwirkzeiten	<table><tr><th>Wirksamkeit</th><th>Belastung</th><th>Normen</th><th>Einwirkzeiten</th></tr><tr><td>Bakterizid</td><td>hohe Belastung</td><td>EN 13727, EN 14561 / DGHM</td><td>15 Minuten</td></tr><tr><td>Levurozid</td><td>hohe Belastung</td><td>EN 13624, EN 14562 / DGHM</td><td>15 Minuten</td></tr><tr><td>Tuberkulozid</td><td>hohe Belastung</td><td>EN 14348, EN 14563 / DGHM</td><td>15 Minuten</td></tr><tr><td>Mykobakterizid</td><td>hohe Belastung</td><td>EN 14348, EN 14563 / DGHM</td><td>15 Minuten</td></tr><tr><td>Begrenzt viruzid</td><td>hohe Belastung</td><td>EN 14476</td><td>15 Minuten</td></tr><tr><td>Viruzid wirksam gegen Polypma SV40</td><td>10% FKS</td><td>DVV / RKI</td><td>15 Minuten</td></tr></table>						Wirksamkeit	Belastung	Normen	Einwirkzeiten	Bakterizid	hohe Belastung	EN 13727, EN 14561 / DGHM	15 Minuten	Levurozid	hohe Belastung	EN 13624, EN 14562 / DGHM	15 Minuten	Tuberkulozid	hohe Belastung	EN 14348, EN 14563 / DGHM	15 Minuten	Mykobakterizid	hohe Belastung	EN 14348, EN 14563 / DGHM	15 Minuten	Begrenzt viruzid	hohe Belastung	EN 14476	15 Minuten	Viruzid wirksam gegen Polypma SV40	10% FKS	DVV / RKI	15 Minuten
	Wirksamkeit	Belastung	Normen	Einwirkzeiten																														
	Bakterizid	hohe Belastung	EN 13727, EN 14561 / DGHM	15 Minuten																														
	Levurozid	hohe Belastung	EN 13624, EN 14562 / DGHM	15 Minuten																														
	Tuberkulozid	hohe Belastung	EN 14348, EN 14563 / DGHM	15 Minuten																														
	Mykobakterizid	hohe Belastung	EN 14348, EN 14563 / DGHM	15 Minuten																														
	Begrenzt viruzid	hohe Belastung	EN 14476	15 Minuten																														
Viruzid wirksam gegen Polypma SV40	10% FKS	DVV / RKI	15 Minuten																															
Zusammensetzung	In 100 g Lösung sind enthalten: Wirkstoff: 1,125 g Cocospropylendiammoniumborat. Weitere Bestandteile: synergetische Additive, Hilfsstoffe, Komplexbildner, Duftstoffe, Korrosionsschutzmittel.																																	
Chemisch-physikalische Daten	<table><tr><th>Dichte</th><th>Aussehen</th><th>Flammpunkt</th><th>pH-Wert</th><th>Viskosität</th></tr><tr><td>0,99 - 1,1 g/cm³</td><td>klare, farblose Flüssigkeit</td><td>nicht verfügbar</td><td>8 - 9</td><td>nicht verfügbar</td></tr></table>						Dichte	Aussehen	Flammpunkt	pH-Wert	Viskosität	0,99 - 1,1 g/cm³	klare, farblose Flüssigkeit	nicht verfügbar	8 - 9	nicht verfügbar																		
Dichte	Aussehen	Flammpunkt	pH-Wert	Viskosität																														
0,99 - 1,1 g/cm³	klare, farblose Flüssigkeit	nicht verfügbar	8 - 9	nicht verfügbar																														
Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung	Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Verschüttete Mengen aufnehmen.																																	
Qualitätssicherung	EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Medizinproduktklasse IIb UFI: PGP0-Q0AM-Y00P-6NHY																																	
Verwendbarkeit	3 Jahre																																	



MaiMed® – MyClean B

Haltbarkeit nach Anbruch:

12 Monate nach Anbruch
Gebinde nach dem Gebrauch sorgfältig verschließen.

Symbole

