

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Alkoholtupfer

Produktbeschreibung Product Description	Alkoholtupfer aus Vliesstoff, getränkt mit 0,4 ml Isopropyl-Alkohol 70%. Praktisch und schnell zu öffnen, sofort gebrauchsfertig, sehr reißfest. <i>Alcohol pads made of non-woven fabric, soaked with 0,4 ml isopropyl alcohol 70%. Practical and quickly to open, immediately ready for use, very tearproof.</i>																			
Anwendung Application	Zur Reinigung der Haut. <i>For cleaning of the skin.</i>																			
Besonderer Hinweis Special information	Die Alkoholtupfer dürfen nur in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen nationalen Gesetzen und Hygienebestimmungen zur Anwendung gebracht werden. <i>The alcohol pads can only be used in accordance with the valid national law and hygienic regulations.</i>																			
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Alkoholtupfer/ Alcohol pads</td><td>30 x 30 mm, 2-lagig/2-ply</td><td>100 x 1 Stk./ pcs.</td><td>76620</td><td>4046153090020</td><td>09391893</td><td>60</td></tr></table>						Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Alkoholtupfer/ Alcohol pads	30 x 30 mm, 2-lagig/2-ply	100 x 1 Stk./ pcs.	76620	4046153090020	09391893	60
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU														
Alkoholtupfer/ Alcohol pads	30 x 30 mm, 2-lagig/2-ply	100 x 1 Stk./ pcs.	76620	4046153090020	09391893	60														
Qualitätssicherung Quality Management	Kosmetikrichtlinie <i>cosmetic guideline</i>																			
Material Material	100 % Vliesstoff <i>100 % Non-woven fabric</i> 0,4 ml Isopropyl-Alkohol 70 % <i>0,4 ml isopropyl-alcohol 70 %</i>																			
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>																			
Symbole Symbols	        																			